



Protecting you for life's best moments.

T200™ CE UI R2

GVS-RPB.COM

Instruction Manual T200™ Respirator

Employers: Read this manual and the flow control device instruction manual and carry out the employer responsibilities (page 7).

Product users: Read this manual and the flow control device instruction manual and follow the product user safety instructions (page 9).

Manuals are regularly updated. Make sure this manual is available to all users for reference.

Current version of manual and other languages: gvs-rpb.com/healthcare/resources



PRODUCT CERTIFICATION



ES Certified Product

AS/NZS 1716:2012
BMP# 714303

RESPIRATORY PROTECTION

AS/NZS 1337.1:2010
BMP# 714304

EYE & FACE PROTECTION

Not all configurations conform to this standard.
Please visit gvs-rpb.com for more details.

CE 2797

UK 0086

EN12941:1998 +A2:2008
TH3 P R SL

RESPIRATORY PROTECTION

EN352-1:2002

HEARING PROTECTION

Only in conjunction with IB-S24 earmuffs.

EN166:2001 CLASS 1F3

EYE & FACE PROTECTION

Not all configurations conform to this standard.
Please visit gvs-rpb.com for more details.



(EN) English P.2


(NL) Nederlands P.26


CONTENTS

■ EXPLANATION OF SIGNAL WORDS AND SYMBOLS	2
■ INTRODUCTION	4
■ IMPORTANT SAFETY INFORMATION	
□ PROTECTION PROVIDED AND LIMITATIONS	4
□ RESPIRATORY COMPONENT DIAGRAM - CAUTIONS & LIMITATIONS	6
□ AIR SOURCE, FITTINGS, AND PRESSURE	7
□ EMPLOYER RESPONSIBILITIES	7
□ PRODUCT USER SAFETY INSTRUCTIONS	9
■ RESPIRATOR SETUP AND CARE	12
■ DONNING AND DOFFING	19
■ STORAGE	21
■ PARTS AND ACCESSORIES	22
■ WARRANTY AND LIABILITY STATEMENT	25
■ NEDERLANDS	26

EXPLANATION OF SIGNAL WORDS AND SYMBOLS

The following signal word and safety symbols are used in this manual and product labeling:

 **WARNING** **WARNING** indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.

 **DANGER** **DANGER** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury.



Read the Instruction Manual.

Additional copies of RPB® manuals can be found at gvs-rpb.com.

CERTIFIED BY:

CE: BSI Group The Netherlands B.V. (NB2797), Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, NL

UKCA: BSI Group (AB0086), Kitemark Court, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, United Kingdom

RPB® Safety LLC is an ISO9001 certified company.

RPB® SAFETY - GLOBAL HEADQUARTERS

2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, USA

T: 1-866-494-4599 F: 1-866-494-4509 E: sales@gvs.com

RPB® SAFETY - APAC

3 Robin Mann Place, Christchurch Airport, Christchurch 8053, New Zealand

T: +64-3-357-1761 F: +64-3-357-1763 E: sales@gvs.com

GVS S.p.A. - EMEA

Via Roma 50, 40069 Zona Industriale BO, Italy

T: +39 0516176391 E: sales@gvs.com

GVS Filter Technology UK Ltd.

Vickers Industrial Estate, Mellishaw Ln, Morecambe LA3 3EN, UK

T: +44 (0)1524 847600 E: sales@gvs.com

gvs-rpb.com

Copyright ©2022 RPB IP, LLC. All rights reserved. All materials contained on this website are protected by United States copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, published or broadcast without the prior written permission of RPB IP, LLC. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

All trademarks, service marks, and logos used in this publication, both registered and unregistered, are the trademarks, service marks, or logos of their respective owners. All rights in the RPB Intellectual Property contained in this publication, including copyright, trademarks, service marks, trade secret, and patent rights are reserved. RPB Intellectual Property means any patent, patented articles, patent applications, designs, industrial designs, copyrights, software, source code, database rights, moral rights, inventions, techniques, technical data, trade secrets, know-how, brands, trademarks, trade names, slogans, logos, and any other common law and proprietary rights, whether registered or unregistered anywhere in the world, that are owned by, developed in whole or in part by, or licensed by RPB IP, LLC.

For technical assistance contact our Customer Service Department at 1-866-494-4599 or email: sales@gvs.com

Form #: 7.20.506

Rev: 2



Protecting you for life's best moments.

INTRODUCTION

The T200™ is a multiuse respirator designed for a range of different applications where there is a need to be protected from airborne contaminants. With an optional bump cap for head protection, and three hood options available, the T200 can be used in both industrial and healthcare settings. For increased hearing protection, optional Quiet-Slim™ Ear Defender earmuff system can be installed.

This product must be inspected and maintained in accordance with this instruction manual at all times.

See PROTECTION PROVIDED AND LIMITATIONS (page 4) for details.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



WARNING

Improper selection, fit, use, or maintenance of this product can result in transfer of illness, injury, life threatening delayed lung, skin or eye

disease, or death. This product is intended for occupational use in accordance with applicable standards or regulations for your location, industry, and activity (see Employer Responsibilities, page 7). Familiarity with standards and regulations related to the use of this protective equipment is recommended, even if they do not directly apply to you. If self-employed or if used in a non-occupational setting, refer to Employer Responsibilities and Product User Safety Instructions. Go to gvs-rpb.com/healthcare/important-safety-information for helpful links to CE standards and other content.

EMPLOYERS: Read this manual and the air supply device Instruction Manual and carry out the Employer Responsibilities (page 7).

PRODUCT USERS: Read this manual and the air supply device Instruction Manual and follow the Product User Safety Instructions (page 9).

CHECK WEBSITE FOR UPDATES. Product manuals are regularly updated.

Visit gvs-rpb.com/healthcare/resources for the most recent version of this manual before using the product.

PROTECTION PROVIDED AND LIMITATIONS

RESPIRATION

The RPB T200 is approved in the categories as follows:

Powered Air

The RPB T200 Respirator, when properly fitted and used with all required components, including the Breathing Tube Assembly and the RPB® PX5® Powered Air Purifying Respirator, is approved to EN 12941:1998 +A1: 2003 +A2: 2008 TH3 P R SL as a powered air purifying respirator. The T200 significantly reduces, but does not completely eliminate, the breathing of contaminants by the respirator wearer. Specific protection depends on the filter selected for use in the RPB PX5 PAPR (see PX5 Instruction Manual).

HAZARD LIMITATIONS

The RPB T200 Respirator is **NOT FOR USE** if:

- In atmospheres immediately dangerous to life or health (IDLH).
- Wearer cannot escape without the aid of the respirator.
- Atmosphere contains less than 21% ±1% oxygen.
- In abrasive blasting applications.
- For protection against hazardous gases (e.g., carbon monoxide).
- Contaminants are in excess of regulations or recommendations.
- Contaminants or contaminant concentrations are unknown.
- Work area is poorly ventilated.
- The temperature is outside the range of -10°C to +60°C (14°F to 140°F).
- A flammable or explosive atmosphere is present when used with systems including electrical parts that are not intrinsically safe, such as the PX5 PAPR.

FACE AND EYES

- The T200 with **Standard Lens does meet** EN 166:2001 1F3 (AS/NZS 1337.1:2010) face shield requirements.
- The T200 is not designed or tested to provide protection against molten metals or corrosive liquids.
- **Note:** Safety glasses may be required to be worn depending on the job hazard analysis. The T200 does not provide protection against the transfer of impact to both safety and prescription lens glasses worn underneath the hood. It does not provide complete eye and face protection against severe impact and penetration. It is not a suitable substitute for good safety practices and engineering controls.

HEAD

- The T200, when equipped with the bump cap provides minimal head protection and **does not** meet EN 812:2012 requirements. It **does not** meet the EN 397:2012+A1:2012 (AS/NZS 1801:1997) requirements.

HEARING


- The Quiet-Slim™ Ear Defender system provides a Noise Reduction Rating (NRR) of 21 and a SNR of 28 to meet EN 352-1 requirements. Refer to the Quiet-Slim instruction manual to ensure proper installation and fit .
- Other hearing protection, such as earplugs or ear defenders, must be properly fitted and worn where noise levels exceed the permissible exposure levels.

PPE REGULATION

- The T200 conforms to the PPE Regulation (EU) 2016/425. Regulation 2016/425 on PPE as brought into UK Law and amended.
- The Declaration of Conformity can be found at gvs-rpb.com/healthcare/resources/
- See the Storage section for information on packaging and protection required for transportation.

RESPIRATOR COMPONENT DIAGRAM - PAPR

The RPB T200 Powered Air Purifying Respirator consists of 3 main components. All 3 components must be present and properly assembled to constitute a complete EN 12941:1998 +A1: 2003 +A2: 2008 (AS/NZS 1716) as power air purifying respirator.



- C. Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
- F. Do not use powered air-purifying respirators if airflow is less than 170 lpm (6 cfm) for hoods and/or helmets.
- H. Follow established cartridge and canister change schedules or observe ESLI to ensure that cartridge and canisters are replaced before breakthrough occurs.
- I. Contains electrical parts that may cause an ignition in flammable or explosive atmospheres.
- J. Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- L. Follow the manufacturer's User's Instructions for changing cartridges, canister and/or filters.
- M. All approved respirators shall be selected, fitted, used and maintained in accordance with applicable regulations.
- N. Never substitute, modify, add or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- O. Refer to user's instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- P. This respirator is not evaluated as a surgical mask.

CAUTIONS AND LIMITATIONS

POWERED AIR

- A. Not for use in atmospheres containing less than 21% ±1% oxygen.
- B. Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.

AIR SOURCE, FITTINGS, AND PRESSURE

AIR SOURCE

Powered Air

Check that the contaminated area is within the limits of use for a Powered Air Purifying Respirator and determine the type of contamination. Once the contamination level has been confirmed you can then determine the filter cartridge to be used for the application, to make sure that you are sufficiently protected. Make sure that the area is well ventilated and that regular air samples are taken to confirm the atmosphere stays within the levels recommended by the governing bodies. Follow the PX5 PAPR Instruction Manual for more details.

Manufacturer Minimum designed Flow

FILTER	03-892-P	03-893-A2	03-894-ABE	03-895-ABEK
180 L/MIN SPEED 1	>10 hours	>5 hours	>5 hours	>5 hours
180 L/MIN SPEED 2	>7 hours	>4 hours	>4 hours	>4 hours
180 L/MIN SPEED 3	>6 hours	>4 hours	>4 hours	>4 hours

EMPLOYER RESPONSIBILITIES

Your specific responsibilities may vary by location and industry, but in general RPB expects that employers will:

■ Follow all applicable standards and regulations for your location, industry, and activity.

Depending on your location and industry, a number of standards and regulations may apply to your selection and use of respirators and other personal protective equipment. These may include such things as national, local, or military standards and regulations and consensus standards such as CE and AS/NZS. There are also requirements specific to particular contaminants, e.g. silica (see gvs-rpb.com/healthcare/important-safety-information for more information), asbestos, organic pathogens, etc. Know which requirements apply to your location and industry.

■ Have appropriate safety programs in place.

Have and follow:

- A workplace safety program.
- A written respiratory protection program in accordance with applicable standards and regulations.

■ In accordance with the above,

Perform a hazard analysis and select appropriate equipment for each activity.

A hazard analysis should be performed by a qualified person. Controls should be in place as appropriate and a qualified person should determine what kind of respiratory, face, eye, head, and hearing protection are appropriate for the intended environments. (For example, select a respirator appropriate to the specific airborne hazards, with consideration of workplace and user factors and with an Assigned Protection Factor (APF) that meets or exceeds the required level for employee protection.)

EMPLOYER RESPONSIBILITIES

Check your workplace safety program, respiratory protection program, and standards and regulations for your industry for related protection requirements. See this manual (Protection Provided and Limitations, page 4) and the PX5 PAPR Instruction Manual for product specifications.

Be sure employees are medically qualified to use a respirator.

Have a qualified physician or other licensed health care professional (PLHCP) perform medical evaluations using a medical questionnaire or an initial medical examination.

Train employees in the T200's use, maintenance, and limitations.

Appoint a qualified individual who is knowledgeable about the RPB T200 to provide training:

Qualifications of the Respirator Trainer. Anyone providing respirator training shall:

- a) be knowledgeable in the application and use of the respirator(s);
- b) have practical knowledge in the selection and use of respirator(s) and work practices at the site;
- c) have an understanding of the site's respirator program; and
- d) be knowledgeable of applicable regulations.

Train each T200 user in the product's use, application, inspection, maintenance, storage, fitting, and limitations in accordance with the content of this Instruction Manual and the approved air supply device Instruction Manual and standard or regulatory requirements. Ensure that each intended user reads both these manuals. Contact RPB for training assistance.

Ensure that equipment is properly set up, used, and maintained.

Make sure that equipment is properly set up, inspected, fitted, used, and maintained, including selection of the appropriate air filter cartridge for the application.

Measure and monitor airborne contaminants in the work area.

Measure and monitor airborne contaminant levels in the work area in accordance with applicable requirements. Make sure work area is well ventilated.

If you have any questions, contact RPB.

■ Contact the Customer Service Department at:

Tel: 1-866-494-4599

Email: sales@gvs.com

Web: gvs-rpb.com

PRODUCT USER SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE INITIAL USE - BE TRAINED AND MEDICALLY QUALIFIED

Do not use this respirator until you have read this manual and the PX5 PAPR Instruction Manual (additional copies available at gvs-rpb.com) and been trained in the respirator's use, maintenance, and limitations by a knowledgeable individual (appointed by your employer) who is knowledgeable about the RPB T200 Respirator.

Do not wear this respirator until you have passed a medical evaluation using a medical questionnaire or an initial medical examination by a qualified physician or other licensed health care professional (PLHCP).

Allergens: No known common allergens are used in this product.

Some materials could cause an allergic reaction in susceptible individuals. If you have a known allergy or develop irritation, inform your employer. Follow all cleaning and care instructions provided in the instruction manuals for this and any other RPB products you are using.

MAKE SURE THE SYSTEM IS READY FOR USE

Make sure you have a complete system. Verify that you have all required components for the T200 to serve as a complete approved respirator:

- Respirator Hood Assembly (T200 or T-Link)
- Breathing Tube Assembly
- Flow Control Device (PX5 PAPR)

See *Respirator Component Diagram (page 6)*. The RPB T200 is only approved to be used with the RPB PX5 PAPR. Use only authentic RPB brand parts and components that are part of the approved respirator assembly. Using incomplete or inappropriate equipment, including the use of counterfeit or non-RPB parts, can result in inadequate protection and will void the approval of the entire respirator. Do not modify or alter any part of this product.

Inspect all components daily for signs of damage or wear and tear that may reduce the level of protection originally provided. Remove any damaged component or product, including any hood or helmet that has been subject to impact, from service until repaired or replaced. Scratched or damaged lenses or other components should be replaced with genuine RPB brand replacement parts. When the hood is replaced, make sure to remove any additional protective film from both sides of the lens. If the film is left in place, it could affect the optical clarity of the lens and cause eye strain. Inspect the inside of the respirator for respirable dust or other foreign objects. Keep the inside of the respirator clean at all times.

Make sure that the helmet is correctly assembled in the configuration that suits your application. An incomplete or improperly installed hood could provide inadequate impact and respiratory protection. See *Respirator Setup and Care (page 12)* See *Donning (page 19)* for fit information.

VERIFY THAT YOU HAVE THE APPROPRIATE EQUIPMENT FOR YOUR ACTIVITY

Verify that the T200 provides appropriate protection for your activity. As applicable, check your workplace safety program, respiratory protection program, standards, and regulations for your activity or industry. (See PROTECTION PROVIDED AND LIMITATIONS, page 4.)

PRODUCT USER SAFETY INSTRUCTIONS CONTINUED

BEFORE DONNING THE T200®:

Verify airborne contaminants are within recommended limits for respirator use:

- Determine the type and level of contamination. Verify that airborne contaminant concentrations do not exceed those allowed by applicable regulations and recommendations for powered air purifying respirators or supplied air respirators.

Filtering the breathing air:

- **PAPR:** Once the contamination level has been confirmed, determine the correct filter cartridge to be used for the application, to make sure that you are sufficiently protected. Follow the PX5 PAPR Instruction Manual.

Ventilation and monitoring:

- Make sure that the area is well ventilated and that regular air samples are taken to confirm the atmosphere stays within the levels recommended by the governing bodies.

If you have any questions, ask your employer.

DO NOT ENTER THE WORK AREA if any of the following conditions exist:

- Atmosphere is immediately dangerous to life or health.
- You cannot escape without the aid of the respirator.
- Atmosphere contains less than 21% ±1% oxygen.
- A flammable or explosive atmosphere is present when used with systems including electrical parts that are not intrinsically safe, PX5.
- Contaminants are in excess of regulations or recommendations.
- Contaminants or contaminant concentrations are unknown.
- Work area is poorly ventilated.
- The temperature is outside the range of -10°C to +60°C (14°F to 140°F).

LEAVE THE WORK AREA IMMEDIATELY IF:

- Any product component becomes damaged.
- Vision becomes impaired.
- Airflow stops or slows down, or alarm sounds. Do not use Powered Air Purifying Respirators if airflow is less than 170 lpm (6 cfm).
- Breathing becomes difficult.
- You become dizzy, nauseous, too hot, too cold, or ill.
- Your eyes, nose, or skin become irritated.
- The work area is a confined space (unless proper measures are taken for confined spaces).
- You taste, smell, or see contaminants inside the helmet.
- You have any other reason to suspect that the respirator is not providing adequate protection .

PRODUCT CARE

Never place the hood on hot surfaces. Do not apply paints, solvents, adhesives or self-adhesive labels except as instructed by RPB. This product may be adversely affected by certain chemicals.

See the "Respirator Setup and Care" section (page 12) for more specific cleaning instructions.


INSTRUCTIONS FOR SPECIFIC USES OR ENVIRONMENTS

Confined Spaces


If this respirator is used in confined spaces, ensure the area is well ventilated and that all contaminant concentrations are below those recommended for this respirator. Follow all procedures for confined space entry, operation, and exit as defined in applicable regulations and standards.

RESPIRATOR SETUP AND CARE


HEAD HARNESS WITH TOP STRAPS ASSEMBLY AND ADJUSTMENT




Attach the front band to the head harness brackets. 1. Slide the ends into the channel on the brackets. 2. Hook the keyhole over the peg in the inside of the bracket. Adjust to fit.



Attach the top straps to the head harness brackets with the rounded side towards the head. Hook the hole in the straps under the tab on the head harness bracket. Then push the slot on the straps over the top clip on the head harness bracket.



Align the ratchet assembly so that the RPB logo on the inside pad is up right. Attach the ratchet assembly to the holes in the head harness brackets by (1) sliding the tab on the end of the ratchet band over the hole in the bracket from the inside. 2. Then snap the clip of the ratchet into the hole on the bracket.



The head harness can be adjusted with the ratchet adjuster on the back of the headband. Turn the knob to tighten and loosen the headband.




FIGURE 2.5

To make the head harness straps smaller, push the two straps together to tighten.




FIGURE 2.6

To make the top straps bigger, 1. unclip the end tabs from over the strap. 2. Then pull the straps apart to the desired notch. Then clip the tabs back over the strap to hold it securely.

BUMP CAP ASSEMBLY




FIGURE 3.1

To remove, pull strap away from the bracket, unhook from the bottom and lift upwards.





FIGURE 3.2

Attach the bump cap to same mounting locations that the straps were removed from. Hook the hole in the bump cap under the tab on the head harness bracket. Then rotate the bump cap mounting hole over the top clip on the head harness bracket.


RESPIRATOR SETUP AND CARE CONTINUED

NOTE: BUMP CAP ASSEMBLY SHOWN IN FIGURES 4.1-6.5. ALL HEAD HARNESS AND AIR DUCT SETUP INSTRUCTIONS APPLY TO BOTH BUMP CAP (15-850) AND TOP STRAPS (15-841) VERSIONS.

ATTACHING THE LENS MOUNTS




Align the head harness bracket with the lens mount, lift back tab and push towards the front until at desired position, making sure the tab is secured in the desired position slot. Repeat for the other side.




Adjust the lens mounts using the finger tab to position them forward or back on the mounts. This will bring the lens of the hood closer or farther away from the face.

ATTACHING THE AIR DUCT




1. Line up the alignment arrows. 2. Slide the wings of the duct assembly into the "W" shaped slot on the side clips until the middle clip securely snaps over the cross section of the wing.



Duct assembly attached to lens mount.


PLACING THE HEAD SUSPENSION/BUMP CAP AIR DUCT INTO THE HOOD

FIGURE 6.1




Insert the head suspension or bump cap assembly into the hood.

FIGURE 6.2



Insert the threaded inlet of the air duct into the black rubber seal on the back of the hood. Starting from the bottom side, stretch the rubber seal over the retaining rib behind the threaded section.


FIGURE 6.3



Line up the tabs of the lens with the clips on the sides of the lens mount.

- Hook point 1 **under** point 1 as pictured.
- Snap point 2 **over** point 2 as pictured.

FIGURE 6.4



Insert the attachment clip through the slot on the head harness bracket.

RESPIRATOR SETUP AND CARE CONTINUED




FIGURE 6.5

Adjust the airflow director up or down so that the air flows either towards the lens or towards the face.

ATTACH THE BREATHING TUBE




FIGURE 7.1

Make sure the o-ring is on the threaded inlet. Attach the breathing tube to the inlet by turning clockwise. Do not over tighten. Hold the hood to prevent it from twisting as the breathing tube is tightened.

POWERED AIR




FIGURE 8.1

Make sure the flat seal is on the breathing tube coupler. Insert the bayonet end of the breathing tube into the outlet of the PX5® PAPER and complete a half turn clockwise until it is secure.


FOR USE WITH RPB® PX5® - SEE THE PAPER USER MANUAL

When the T200 Respirator is being used in conjunction with the RPB® PX5® PAPER, please refer to the RPB® PX5® Instruction Manual for set up and use of the assembly.

Note: The RPB® PX5® is a Powered Air Purifying Respirator, therefore care must be taken when selecting the correct filter for the application the respirator will be used in.


STETHOSCOPE OR EARMUFF USE

FIGURE 9.1



The hood has been designed for the users ears to be exposed so a stethoscope may be used without compromising the users breathing air quality.

FIGURE 9.2




Put on the 18-524 RPB® Quiet-Slim earmuffs with the neckband around the back of the neck, making sure the pads seal completely around the ears. Secure the over-head band with the hook and loop strap. Don the hood after putting on the earmuffs.

Refer to the Quiet-Slim earmuff Instruction Manual for more details.


CLEAR-VISION CASSETTE LENSES

FIGURE 10.1



Peel off the backing of the cassette lenses. Apply the cassette to the outside of the lens sewn into the hood.


FIGURE 10.2




Use the pre-folded tabs to remove each lens as needed.

RESPIRATOR SETUP AND CARE CONTINUED

BROW PAD REPLACEMENT AND CLEANING




To remove the brow pad, undo the hook and loop connections. Clean it with mild detergent or replace it with a new one.




Place the new or cleaned brow pad onto the inside of the front strap of the head harness. Fold the top and bottom over and secure the hook and loop tabs.

CLEANING THE T200® AND THE BUMP CAP PAD



Remove the head harness or bump cap duct assembly from the hood by unclipping the lens on both sides and pulling the threaded inlet out of the rubber seal on the back.



The bump cap pad is attached to the inside of the bump cap with hook and loop dots. Peel the pad out of the helmet. The pad can be washed with mild detergent or replaced.

Clean the head harness or bump cap and the duct assembly with hot water and mild detergent. Allow to dry before placing back inside of a hood.


DONNING AND DOFFING

DONNING YOUR HOOD


Once you have completed the set up, you are ready to fit your RPB T200 Respirator. Firstly check inside the hood and head harness assembly to ensure that it is free of dust, dirt or contaminants. Ensure the air source is turned on and is flowing. Then open the bottom of the hood, put the respirator onto your head, pull the hood down, adjust the head harness ratchet to fit. Make sure it is sealed with the elastic cord. The seal is designed to sit above the ratchet to allow easy adjustment, but the remainder of the head harness and duct should be fully inside of the hood.

If using a neck seal hood, ensure the neck seal is sealing all of the way around the neck with adjustable elastic cord. Tuck the inner bib in under your coveralls or other outer garment. Pull the outer bib down over your shoulders and make sure it is laying flat on your chest and back so that it does not get in the way of your work.

T200 FACE SEAL HOODS



Open the bottom of the hood with the air flowing from the air source, put the respirator onto your head. Make sure the hood is centered on your head.



Pull the hood down and tighten the head harness ratchet to fit. Make sure that the adjustable elastic cord is sealing around under the chin, up the cheeks, over the ears and around the back of the head.

⚠ WARNING

Always check the interior of the respirator for contaminants before donning. Always don and doff the helmet while outside the work area, keeping the interior of the hood clean and free of contaminants. Not doing these steps could expose you to hazardous materials, and contaminants that could impair the function of the respirator.

DONNING AND DOFFING CONTINUED

T-LINK NECK SEAL HOODS




FIGURE 14.1

With the air source turned on and flowing, open the bottom of the hood, put the respirator onto your head. Make sure the hood is centered on your head.




FIGURE 14.2

Pull the hood down, adjust the head harness ratchet to fit, and make sure the neck seal is sealing around your neck, making sure the elastic is cinched securely.




FIGURE 14.3

Tuck the inner bib into the collar of your shirt, coveralls, or protective gear to prevent contaminants from entering the hood. Pull the outer bib down.




FIGURE 14.4

Fasten the flow control device belt around your waist and over your hips.

DOFFING YOUR HOOD

When you have finished working, keep the respirator on with air flowing into the hood until you have left the contaminated area. Depending on the contaminants, it may be advisable to clean the exterior of the hood and your work garments in a decontamination shower before removing the respirator. A workplace cleaning program may be necessary.


INSPECTION

If the hood or the breathing tube are contaminated or show excessive wear, dispose of the hood or breathing tube according to federal and local regulations. Keep the head harness or bump cap/duct assembly and breathing tube for future use if they are in good condition.


STORAGE

Before storing the respirator, clean the unit following the cleaning instructions in this instruction manual. After use, store the respirator by hanging it up in a clean, dry place, away from the work area. If the T200 isn't going to be used for a longer period of time, store in a container or a bag. Store in a cool dry place between -10°C to +45°C (14°F to 113°F) <90% RH. PX5® may need to be stored separately, refer to the PX5® Instruction manual for specific storage instructions.

After use:



Long term storage:



PRODUCT CARE INSTRUCTIONS

Hoods are intended to be disposable. If washing is needed, hand wash only. It is recommended to establish a regular cleaning schedule for the padding to ensure good hygiene. It is recommended to establish a regular cleaning schedule for the padding and capes to ensure good hygiene.

- Hoods and face seals: Hand wash only with mild detergent and warm water. Hang to dry. Do not launder in a washing machine or dryer. If laundered in a washer or dryer, product life will be reduced and warranty voided.

- Padding: Hand wash only with mild detergent and warm water. Lay flat to dry.

Make sure all components are dry before use. Inspect for wear and tear and replace if damaged or excessively worn.

PARTS AND ACCESSORIES




FIGURE 16.1

PARTS LIST


Item Number	Description	Part Number
1	T200 Tychem® 2000 - Face Seal Hood	17-722
2	T200 Tychem® 2000 - Shoulder Length Hood Internal Face Seal	17-732
3	T-Link Tychem® 2000 - Full Hood w/Neck Seal	17-712
	T-Link Tychem® 4000 - Full Hood w/Neck Seal, Sealed Seams	17-713
	T-Link Tychem® 4000 - Extra Long Full Hood w/Neck Seal, Sealed Seams, Safety Lens	17-713-SX
4	Air Duct Assembly (15-861) with lens mounts (17-513) (Not for sale)	15-860
	Air Duct Assembly (15-860) with 15-841, 16-530	15-870
5	Head Harness Assembly	15-841
6	Bump Cap Harness Assembly	15-850
7	Head Harness Ratchet Assembly	16-530
8	Head Harness Brow Pad	16-526
9	Lens Mounts (Pair)	17-513
10	T200 Clear-Vision Cassette Lens (1 cassette of 7 lenses) (Pack of 10) - for face seal hoods (short lens)	17-811
11	T-Link Clear-Vision Cassette Lens (1 cassette of 7 lenses) (Pack of 10) - for full length hoods (long lens)	17-817
12	T-Link Peel-Off Lenses (Pack of 25) - for full length hoods (long lens)	17-815
13	Quiet-Slim Helmet Earmuffs	18-524
14	Quiet-Slim Helmet Earmuffs with harness mounts (pair)	18-525
15	Harness Mounts (Pair)	15-842
16	Tychem® Breathing Tube Cover	04-852
	Clear Plastic Breathing Tube Cover (pack of 10)	04-856
17	Tychem® Breathing Tube Cover for backpack	04-872



WARNING

Use only exact, authentic RPB® replacement parts (marked with the RPB® logo and part number), and only in the specified configuration. Using incomplete or inappropriate equipment, including the use of counterfeit or non-RPB® parts, can result in inadequate protection and will void the approval of the entire respirator assembly.

PAPR PARTS AND ACCESSORIES



Item Number	Description	Part Number
1	PX5® PAPR and Belt	03-801
2	PAPR Breathing Tube	04-831
3	PAPR Flow Meter	03-819
4	2" Belt	07-765
	Easy Clean 2" Belt	07-765-DC
5	Easy Clean Backpack Assembly	03-822-DC
6	Short Breathing Tube for Backpack Assembly	04-841

LIMITED WARRANTY

RPB® warrants that its Products will be free from defects in materials and workmanship for one (1) year, subject to the terms of this limited warranty. The Products are sold only for commercial use, and no consumer warranties apply to the Products. This limited warranty is for the benefit of the original Product purchaser, and cannot be transferred or assigned. This is the sole and exclusive warranty provided by RPB®, and ALL CONDITIONS AND IMPLIED WARRANTIES (INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE EXCLUDED AND DISCLAIMED FROM WARRANTY COVERAGE. RPB's® limited warranty coverage does not apply to damage resulting from accident, improper use or misuse of the Products, wear and tear resulting from the normal use of the Products, or the failure to properly maintain the Products.

RPB's® limited warranty coverage runs from the original date of purchase of the Products, and applies only to warranted defects which first manifest themselves and are reported to RPB® within the warranty period. RPB® retains the right to determine to its reasonable satisfaction whether any claimed defect is covered by this limited warranty.

If a warranted defect occurs, RPB® will repair or replace the defective Product (or a component of the Product), in its sole discretion. This "repair or replacement" remedy is the sole and exclusive remedy under this limited warranty, and under no circumstances shall RPB's® liability under this limited warranty exceed the original purchase price for the Products (or the applicable component). RPB® has no responsibility for incidental or consequential damages, including loss of use, maintenance and other costs, and ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES ARE EXCLUDED AND DISCLAIMED from this limited warranty. Contact RPB® to obtain warranty service. Proof of purchase must be provided to obtain warranty service. All costs of returning the Products to RPB® for warranty service must be paid by the purchaser.

RPB® reserves the right to improve its Products through changes in design or materials without being obligated to purchasers of previously manufactured Products.

LIABILITY


RPB® Safety cannot accept any liability of whatsoever nature arising directly or indirectly from the use or misuse of RPB® Safety products, including purposes that the products are not designed for. RPB® Safety is not liable for damage, loss or expense resulting from the failure to give advice or information or the giving of incorrect advice or information, whether or not due to RPB® Safety's negligence or that of its employees, agents or subcontractors.


NEDERLANDS

Raadpleeg de paginanummers van T200 CE Engels Gebruiksaanwijzing voor afbeeldingen en diagrammen.

UITLEG VAN SIGNAALWOORDEN EN SYMBOLEN

De volgende signaalwoorden en veiligheidssymbolen worden in deze handleiding en op de productetiketten gebruikt:

 **WAARSCHUWING** **WAARSCHUWING** geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan resulteren in overlijden of ernstig letsel.

 **GEVAAR** **GEVAAR** geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan resulteren in overlijden of ernstig letsel.



Lees de Gebruiksaanwijzing.

Extra exemplaren van RPB® handleidingen kunnen gevonden worden op gvs-rpb.com.

GECERTIFICEERD DOOR:

CE: BSI Group The Netherlands B.V. (NB2797), Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, NL

UKCA: BSI Group (AB0086), Kitemark Court, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, United Kingdom

RPB® Safety LLC is een ISO9001 gecertificeerd bedrijf.

RPB® SAFETY - GLOBAL HEADQUARTERS

2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, USA

T: 1-866-494-4599 F: 1-866-494-4509 E: sales@gvs.com

RPB® SAFETY - APAC

3 Robin Mann Place, Christchurch Airport, Christchurch 8053, New Zealand

T: +64-3-357-1761 F: +64-3-357-1763 E: sales@gvs.com

GVS S.p.A. - EMEA

Via Roma 50, 40069 Zona Industriale BO, Italy

T: +39 0516176391 E: sales@gvs.com

GVS Filter Technology UK Ltd.

Vickers Industrial Estate, Mellishaw Ln, Morecambe LA3 3EN, UK

T: +44 (0)1524 847600 E: sales@gvs.com

gvs-rpb.com

Copyright ©2022 RPB IP, LLC. Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud op deze website is beschermd door de Amerikaanse auteursrechtwetgeving en mag niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, overgedragen, weergegeven, gepubliceerd of uitgezonden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RPB IP, LLC. U mag geen handelsmerk, auteursrecht of andere kennisgeving van kopieën van de inhoud wijzigen of verwijderen.

Alle handelsmerken, servicemerken en logo's die in deze publicatie worden gebruikt, zowel geregistreerd als niet-geregistreerd, zijn de handelsmerken, servicemerken of logo's van hun respectieve eigenaars. Alle rechten op het intellectuele eigendom van RPB in deze publicatie, inclusief auteursrecht, handelsmerken, dienstmerken, bedrijfsgeheimen en octrooirechten, zijn voorbehouden. RPB Intellectueel Eigendom omvat elk octrooi, gepatenteerde artikelen, octrooiaanvragen, ontwerpen, industriële ontwerpen, auteursrechten, software, broncode, databaserechten, morele rechten, uitvindingen, technieken, technische gegevens, handelsgeheimen, knowhow, merken, handelsmerken, handelsnamen, slogans, logo's en ander gemeen recht en eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd, die in het bezit zijn van, geheel of gedeeltelijk zijn ontwikkeld door of in licentie zijn gegeven door RPB IP, LLC.

Neem voor technische ondersteuning contact op met onze Klantenservice: 1-866-494-4599 of e-mail: sales@gvs.com

Formulier #: 7.20.506

Herziening: 2

INTRODUCTIE

De T200 is een multifunctioneel ademhalingstoestel ontworpen voor een aantal verschillende toepassingen waar bescherming tegen vervuulende stoffen in de lucht nodig is. Met een optionele stootpet voor hoofdbescherming en keuze uit drie beschikbare kappen kan de T200 zowel in de industrie als in de gezondheidszorg gebruikt worden. De optionele Quiet-Slim™ Oorbeschermers kunnen geïnstalleerd worden voor extra gehoorbescherming.

Dit product moet te allen tijde worden geïnspecteerd en onderhouden in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing.

Zie **BESCHERMING EN BEPERKINGEN** voor meer informatie.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

⚠ WAARSCHUWING Onjuiste selectie, pasvorm, gebruik of onderhoud van dit product kan tot letsel leiden; levensbedreigende vertraagde long-, huid- of oogziekte; of de dood. Dit product is bedoeld voor beroepsmatig gebruik in overeenstemming met de geldende normen of voorschriften voor uw locatie, branche en werkzaamheid (zie Verantwoordelijkheden van de Werkgever, pagina 42). Bekendheid met normen en voorschriften met betrekking tot het gebruik van deze beschermende uitrusting wordt aanbevolen, ook als deze niet rechtstreeks op u van toepassing zijn. Raadpleeg de Verantwoordelijkheden van de Werkgever en de Veiligheidsinstructies voor de Gebruiker indien u als zelfstandige werkt of indien u deze producten gebruikt in een niet-beroepsmatige omgeving. Ga naar gvs-rpb.com/healthcare/important-safety-information voor nuttige links naar CE- normen en andere inhoud.

WERKGEVERS: Lees deze handleiding en de Gebruiksaanwijzing van het Ademluchtoestel en voor de Verantwoordelijkheden van de Werkgever uit (pagina 42).

PRODUCTGEBRUIKERS: Lees deze handleiding en de Gebruiksaanwijzing van het Ademluchtoestel en volg de Veiligheidsinstructies voor de Gebruiker op (pagina 44).

KIJK OP DE WEBSITE VOOR UPDATES. Producthandleidingen worden regelmatig bijgewerkt. Ga naar gvs-rpb.com/healthcare/resources for de meest recente versie van deze handleiding voordat u het product gebruikt.

BESCHERMING EN BEPERKINGEN

ADEMHALING

De RPB T200 is gekeurd in de volgende categorie:

Motoraangedreven Lucht

Het RPB T200 Ademhalingstoestel, indien correct gemonteerd en gebruikt met alle benodigde onderdelen, inclusief de Ademhalings slang en het RPB® PX5® Motoraangedreven Luchtzuiverende Ademhalingstoestel (PAPR), is een Motoraangedreven Luchtzuiverend Ademhalingstoestel dat is EN 12941: 1998 + A1: 2003 + A2: 2008 TH3 P R SL gekeurd, met een Nominale Beschermingsfactor van 500. Als zodanig vermindert deze significant de hoeveelheid vervuiling die door de gebruiker wordt ingeademd, al wordt het inademen hiervan niet volledig geëlimineerd. Specifieke bescherming hangt af van de geselecteerde filter voor gebruik met de RPB PX5 PAPR (zie de PX5 Gebruiksaanwijzing)

WAARSCHUWING

Het RPB T200 Ademhalingstoestel is NIET VOOR GEBRUIK geschikt als:

- De atmosfeer onmiddellijk gevaar levert voor leven of gezondheid.
- De drager niet kan ontsnappen zonder hulp van het ademhalingstoestel.
- Het percentage zuurstof in de omgeving lager ligt dan 21% ±1%.
- Bij straalwerkzaamheden.
- Bescherming tegen gevaarlijke gassen (bijv. koolmonoxide).
- Het verontreinigingsniveau hoger ligt dan de voorschriften of aanbevelingen.
- Het soort verontreiniging of de concentratie van verontreiniging onbekend is.
- De werkplaats slecht geventileerd is.
- De temperatuur buiten het bereik van -10°C tot +60°C (14°F to 140°F) valt.
- Er een ontvlambare of explosieve atmosfeer aanwezig is bij gebruik van systemen met elektrische onderdelen die niet intrinsiek veilig zijn, PX5 PAPR.

GEZICHT EN OGEN:

- De T200 met **Standaard Vizier voldoet aan** de eisen van EN 166:2002 1F3 (AS/NZS 1337.1:2010) voor gezichtsbescherming.
- De T200 is niet ontworpen of getest om bescherming te bieden tegen gesmolten metalen of bijtende vloeistoffen.
- Let op: Afhankelijk van de taakgeveanalyse moet mogelijk een veiligheidsbril worden gedragen. De T200 beschermt niet tegen de mogelijke overdracht van impact op een bril die onder de kap wordt gedragen. Het biedt geen volledige bescherming van de ogen en het gelaat tegen ernstige impact en penetratie en is geen vervanging voor goede veiligheidspraktijken en technische maatregelen.

HOOFD:

- Wanneer de T200 is uitgerust met de stootpet, biedt deze minimale hoofdbescherming **niet aan** de eisen van EN 812:2012. Deze configuratie voldoet **niet aan** de eisen van EN 397:2012+A1:2012 (AS/NZS 1801:1997).

GEHOOR:

- In combinatie met de T200 biedt de Quiet-Slim Gehoorbescherming een Dempingswaarde (NRR) van 21 en een SNR van 28 aan de eisen van EN 352-1. Raadpleeg de Quiet-Slim gebruiksaanwijzing voor correcte installatie en pasvorm.
- Andere gehoorbescherming, zoals oordoppen, moeten correct worden aangebracht en worden gedragen wanneer het geluidsniveau de toegestane blootstellingsniveaus overschrijdt.

PBM REGLEMENT

- De T200 voldoet aan de PBM-Verordening (EU) 2016/425. Verordening 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals opgenomen in de Britse wetgeving en gewijzigd.
- De Conformiteitsverklaring voor CE en UKCA kan gevonden worden op gvs-rpb.com/healthcare/resources
- Zie de sectie Opslag voor informatie over verpakking en bescherming die nodig is voor transport.

DIAGRAM VAN ADEMHALINGSCOMPONENTEN - PAPER

Het RPB T200 Ademhalingstoestel bestaat uit 3 hoofdcomponenten, zoals te zien in Afbeelding 1.1. Alle 3 de componenten moeten aanwezig zijn en correct gemonteerd zijn om een compleet gekeurd motoraangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel te vormen, conform EN 12941:1998 +A1: 2003 +A2: 2008 (AS/NZS 1716).

AFBEELDING 1.1 OP PAGINA 6

1. Luchtkap
2. Ademhalings slang
3. Luchttoevoer PX5

VOORZORGSMAATREGELEN EN BEPERKINGEN

MOTORAANGEDREVEN LUCHT

- A. Niet voor gebruik als de omgeving minder dan 21% ±1% zuurstof bevat.
- B. Niet voor gebruik in atmosferen die onmiddellijk gevaar leveren voor het leven of de gezondheid.
- C. Overschrijd geen maximumconcentraties die zijn vastgesteld door wettelijke normen.
- F. Gebruik geen Motoraangedreven Luchtzuiverend Ademhalingstoestel als de luchttoevoer lager is dan of 170 lpm (6 cfm) voor kappen en/of helmen.
- H. Volg vastgelegde patroon en huls-vervangingschema's om ervoor te zorgen dat patroon en hulzen worden vervangen voordat er doorslag plaatsvindt.
- I. Bevat elektrische onderdelen die een vonk kunnen creëren in een ontvlambare of explosieve omgeving.
- J. Als dit product niet op de juiste manier wordt gebruikt en onderhouden, kan dit letsel of de dood tot gevolg hebben.
- L. Volg de instructies van de fabrikant voor het vervangen van patronen, hulzen en/of filters.
- M. Alle goedgekeurde ademhalingstoestellen moeten worden geselecteerd, gepast, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de geldende voorschriften.
- N. Vervang nooit onderdelen, pas ze niet aan en laat ze niet weg. Gebruik alleen exacte vervangende onderdelen die door de fabrikant zijn aangegeven.
- O. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing en/of onderhoudshandleidingen voor informatie over gebruik en onderhoud van deze ademhalingstoestellen.
- P. De T200 is niet geëvalueerd voor gebruik als een chirurgisch masker.

LUCHTBRON, FITTINGEN EN DRUK

LUCHTBRON

Motoraangedreven Lucht

Controleer of het verontreinigde gebied binnen de gebruikslimieten voor een Motoraangedreven Luchtzuiverend Ademhalingstoestel ligt en bepaal het soort verontreiniging. Nadat het verontreinigingsniveau is bevestigd, kunt u vervolgens het filterpatroon kiezen dat voor de toepassing moet worden gebruikt, om voor voldoende bescherming te zorgen. Zorg ervoor dat het gebied goed geventileerd is en dat er regelmatig luchtmonsters worden genomen om te bevestigen dat de atmosfeer binnen de niveaus blijft die worden aanbevolen door de lokale bestuursorganen. Volg de gebruiksaanwijzing van de PX5 PAPR voor meer informatie.

Minimale afgestelde flow van de fabrikant

FILTER	03-892-P	03-893-A2	03-894-ABE	03-895-ABEK
180 L/MIN SNELHEID 1	>10 uur	>5 uur	>5 uur	>5 uur
180 L/MIN SNELHEID 2	>7 uur	>4 uur	>4 uur	>4 uur
180 L/MIN SNELHEID 3	>6 uur	>4 uur	>4 uur	>4 uur

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE WERKGEVER

Uw specifieke verantwoordelijkheden kunnen verschillen per locatie en branche, maar over het algemeen verwacht RPB® dat werkgevers:

■ Alle geldende normen en voorschriften voor uw locatie, branche en werkzaamheid opvolgen.

Afhankelijk van uw locatie en branche, kunnen een aantal normen en voorschriften van toepassing zijn op uw selectie en gebruik van ademhalingstoestellen en andere persoonlijke beschermende uitrusting. Deze kunnen bijvoorbeeld nationale, lokale of militaire normen en voorschriften en standaarden zoals EN en AN/NZS omvatten. Er zijn ook vereisten specifiek voor bepaalde verontreinigingen, b.v. silica (zie gvs-rpb.com/healthcare/important-safety-information voor meer informatie), asbest, organische ziekteverwekkers, enz. Weet welke eisen van toepassing zijn op uw locatie en branche.

■ Zorg voor geschikte veiligheidsprogramma's.

Heb en volg:

- Een veiligheidsprogramma voor de werkplek.
- Een geschreven programma voor ademhalingsbescherming in overeenstemming met de van toepassing zijnde normen en voorschriften.

■ In overeenstemming met bovenstaande,

- Voer een gevarenanalyse uit en selecteer gepaste uitrusting voor elke werkzaamheid.** Een bevoegd persoon moet een gevarenanalyse uitvoeren. Er moeten waar nodig controles plaatsvinden en een gekwalificeerd persoon moet bepalen welk soort ademhalings-, gezichts-, oog-, hoofd- en gehoorbescherming geschikt zijn voor de beoogde werkzaamheden en gebruiksomstandigheden. (Kies bijvoorbeeld een ademhalingstoestel dat geschikt is voor de specifieke gevaarlijke luchtverontreinigingen, rekening houdend met de werkplek en de gebruiker en met een Toegekende Protectie Factor (TPF) die aan de vereiste norm voor werknemersbescherming voldoet of dit overtreft.)

Indien van toepassing, controleer uw veiligheidsprogramma op de werkplek, het programma voor ademhalingsbescherming en de normen en voorschriften voor uw werkzaamheid of branche voor gerelateerde beschermingsvereisten en raadpleeg deze

handleiding (Bescherming en Beperkingen, pagina 38) en de Gebruiksaanwijzing van de PX5 PAPR of de regelaar voor productspecificaties.

Zorg ervoor dat werknemers medisch gekeurd zijn om een ademhalingstoestel te gebruiken.

Laat een gekwalificeerde arts of andere bevoegde zorgverlener medische evaluaties uitvoeren met behulp van een medische vragenlijst of een standaard medisch onderzoek.

Train medewerkers in het gebruik, onderhoud en de beperkingen van de T200.

Benoem een gekwalificeerd persoon met voldoende kennis over de RPB T200 om training te geven:

Kwalificaties van de Ademhalingstoestel-Trainer. Iedereen die training voor het ademhalingstoestel verzorgt, moet:

- a) goed geïnformeerd zijn over de toepassing en het gebruik van de ademhalingstoestellen;
- b) praktische kennis toepassen bij de selectie en het gebruik van ademhalingstoestellen en werkmethoden op de werkplek;
- c) inzicht hebben in het programma voor ademhalingstoestellen van de werkplek; en
- d) kennis hebben van geldende regels.

Train elke T200-gebruiker voor het gebruik, de toepassing, de inspectie, het onderhoud, de opslag, de pasvorm en de beperkingen van het product in overeenstemming met de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de handleiding van de gekeurde regelaar en de standaard- of regelgevingsvereisten. Zorg ervoor dat iedere beoogde gebruiker beide handleidingen leest.

Zorg ervoor dat de uitrusting correct is gemonteerd, gebruikt en onderhouden.

Zorg ervoor dat de uitrusting correct is gemonteerd, geïnspecteerd, gepast, gebruikt en onderhouden, inclusief selectie van het juiste luchtfilterpatroon en, indien van toepassing, lasfilter met tintaanpassingen voor de toepassing.

Meet en controleer de luchtverontreiniging op de werkplaats.

Meet en controleer de niveaus van luchtverontreiniging op de werkplaats in overeenstemming met de geldende voorschriften. Zorg ervoor dat de werkplaats goed geventileerd is.

Neem voor vragen contact op met RPB®.

- Bel de klantenservice:
Tel: 1-866-494-4599
Email: sales@gvs.com
Web: gvs-rpb.com

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER

VOÓR HET EERSTE GEBRUIK - TRAINING EN MEDISCHE KWALIFICATIE

Gebruik dit ademhalingsstoestel niet totdat u deze handleiding en de Gebruiksaanwijzing van de PX5 PAPR of de regelaar heeft gelezen (extra exemplaren beschikbaar op gvs-rpb.com) en getraind bent in het gebruik, het onderhoud en de beperkingen van het ademhalingsstoestel door een gekwalificeerd persoon (benoemd door uw werkgever) die kennis heeft van het RPB T200 Ademhalingsstoestel.

Draag dit ademhalingsstoestel pas als u bent gestaagd voor een medische evaluatie met een medische vragenlijst of een eerste medisch onderzoek door een gekwalificeerde arts of een andere bevoegde zorgverlener.

Allergenen: Er zijn in dit product geen bekende of veel voorkomende allergenen gebruikt.

Sommige materialen kunnen een allergische reactie veroorzaken bij personen die daarvoor gevoelig zijn. Als u allergisch bent of een irritatie ontwikkelt, licht dan uw werkgever in. Irritatie kan optreden als gevolg van een gebrek aan reiniging. Volg alle reinigings- en onderhoudsinstructies in de handleidingen voor dit en alle andere RPB-producten die u gebruikt.

CONTROLEER OF HET SYSTEEM GEBRUIKSKLAAR IS

Zorg dat u een compleet systeem heeft.

Controleer of u alle benodigde onderdelen heeft zodat de T200 functioneert als een volledig en gekeurd ademhalingsstoestel:

- Luchtkap (T200 of T-LINK)
- Ademhalings slang
- Stroomregeling apparaat (PX5 PAPR)

Zie het *Diagram; Componenten van het Ademhalingsstoestel (pagina 6/40)*. De RPB T200 is alleen goedgekeurd voor gebruik met de RPB PX5 PAPR. Gebruik alleen authentieke RPB-merkonderdelen en -componenten die deel uitmaken van het gekeurde ademhalingsstoestel. Het gebruik van onvolledige of ongeschikte onderdelen, waaronder het gebruik van nagemaakte of niet-RPB-onderdelen, kan leiden tot onvoldoende bescherming en maakt de keuring van het volledige ademhalingsstoestel nietig. Pas geen enkel deel van dit product aan, en verander niets.

Inspecteer alle componenten dagelijks op tekenen van beschadiging of slijtage die het beschermingsniveau dat oorspronkelijk werd geleverd kunnen verminderen. Verwijder elk beschadigd onderdeel of product voor service, reparatie of vervanging, inclusief als kap of vizier is blootgesteld aan impact. Gekraсте of beschadigde veiligheidsvizieren of andere componenten moeten worden vervangen door originele RPB-vervangingsonderdelen. Wanneer veiligheidsvizieren en impactbestendige vizieren worden vervangen, moet u eventuele extra beschermfolie aan weerszijden van de ruit verwijderen. Als de folie blijft zitten, kan dit de optische helderheid van het vizier beïnvloeden en oogvermoeidheid veroorzaken. Inspecteer de binnenkant van het ademhalingsstoestel op inadembaar stof of andere vreemde voorwerpen. Houd de binnenkant van het ademhalingsstoestel altijd schoon.

Zorg ervoor dat de kap correct is gemonteerd op de manier die bij uw toepassing past. Een onvolledig of onjuist geïnstalleerde kap kan onvoldoende bescherming tegen impact en ademhalingsbescherming bieden. Raadpleeg Montage en Onderhoud (pagina 47). Zie Aantrekken (pagina 49) voor informatie over de pasvorm.

CONTROLEER OF DE UITRUSTING GESCHIKT IS VOOR UW WERKZAAMHEID

Controleer of de T200 de juiste bescherming biedt voor uw werkzaamheid. Controleer, indien van

toepassing, uw veiligheidsprogramma op de werkplek, programma voor ademhalingsbescherming en de normen en voorschriften voor uw werkzaamheid of branche. (Zie BESCHERMING EN BEPERKINGEN, pagina 38.)

ALVORENS DE T200 AAN TE TREKKEN:

Controleer of verontreinigingen in de lucht binnen de aanbevolen limieten voor gebruik van ademhalingsstoestellen vallen:

- Bepaal het soort en niveau van vervuiling. Controleer of de concentraties van verontreinigingen in de lucht niet groter zijn dan toegestaan door de geldende voorschriften en aanbevelingen voor motoraangedreven luchtzuiverende ademhalingsstoestellen en ademhalingsstoestellen met ademlucht.

De ademlucht filteren:

- **PAPR (Motoraangedreven Luchtzuiverend Ademhalingsstoestel):** Nadat het verontreinigingsniveau is bevestigd, bepaalt u het juiste filterpatroon voor de toepassing, om te zorgen dat u voldoende beschermd bent. Volg de Gebruiksaanwijzing van de PX5.

Zorg dat het gebied geventileerd en gecontroleerd wordt:

- Zorg ervoor dat het gebied goed geventileerd is en dat er regelmatig luchtmonsters genomen worden om te bevestigen dat de atmosfeer binnen de door bestuursorganen aanbevolen niveaus blijft.

Als u vragen heeft, stel deze aan uw werkgever.

BETREED DE WERKPLEK NIET als één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

- De atmosfeer levert direct gevaar voor het leven of de gezondheid.
- De drager kan niet ontsnappen zonder hulp van het ademhalingsstoestel.
- Het percentage zuurstof in de omgeving ligt lager dan 21% ±1%.
- In een ontvlambare of explosieve atmosfeer bij gebruik van systemen met elektrische onderdelen die niet intrinsiek veilig zijn, PX5.
- Het verontreinigingsniveau ligt hoger dan de voorschriften of aanbevelingen.
- Het soort verontreiniging of de concentratie van verontreiniging is onbekend.
- De werkplaats is slecht geventileerd.
- De temperatuur valt buiten het bereik van -10°C tot + 60°C (14°F tot 140°F).

VERLAAT DE WERKPLAATS ONMIDDELIJK INDIEN:

- Een component van het product beschadigd raakt.
- Het gezichtsvermogen is aangetast.
- Luchttoevoer stopt of vertraagt, of het alarm af gaat. Gebruik Motoraangedreven Luchtzuiverende Ademhalingsstoestellen niet als de luchttoevoer minder is dan 170 slpm (6 cfm).
- Ademen moeilijk wordt.
- U duizelig, misselijk, te heet, te koud of ziek bent.
- Uw ogen, neus of huid geïrriteerd raken.
- De werkplaats een besloten ruimte is (tenzij de juiste maatregelen worden genomen voor besloten ruimtes).
- U verontreinigingen in de kap proeft, ruikt of ziet.
- U een andere reden heeft om te vermoeden dat het ademhalingsstoestel niet voldoende bescherming biedt.

ONDERHOUD

Plaats de kap nooit op hete oppervlakken. Breng geen verf, oplosmiddelen, kleefstoffen of zelfklevende etiketten aan, tenzij aan de hand van instructies van RPB. Bepaalde chemicaliën kunnen schadelijk zijn voor dit product.

Zie het gedeelte "Montage en Gebruik van Ademhalingstoestel" voor specifieke reinigingsinstructies.

INSTRUCTIES VOOR SPECIFIEKE TOEPASSINGEN OF OMGEVINGEN

Besloten Ruimten

Indien dit ademhalingstoestel wordt gebruikt in besloten ruimten, zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is en dat alle concentraties van verontreinigingen lager liggen dan de aanbevolen concentraties voor dit toestel. Volg alle procedures voor het betreden, bedienen en verlaten van besloten ruimten zoals gedefinieerd in geldende voorschriften en normen.

ADEMHALINGSTOESTEL - MONTAGE EN ONDERHOUD

HOOFDBANDENSTEL MET BOVENSTE BANDEN - MONTAGE EN AANPASSEN

AFBEELDING 2.1 OP PAGINA 12

Bevestig de voorste band aan de hoofdband-beugels. 1. Schuif de uiteinden in de gleuf op de beugels. 2. Haak het gaatje over de pin die aan de binnenkant van de beugel zit. Maak passend.

AFBEELDING 2.2 OP PAGINA 12

Bevestig de bovenste banden aan de hoofdband-beugels met de afgeronde zijde naar het hoofd gericht. Haak het gaatje van de banden onder het lipje op de hoofdband-beugels. Duw de gleuf van de banden vervolgens vast op de bovenste clip van de hoofdband-beugel.

AFBEELDING 2.3 OP PAGINA 12

Zet het ratelmechanisme zo dat het RPB-logo op het binnenpaneel goed zichtbaar is. Bevestig het ratelmechanisme aan de gaten in de hoofdband-beugels door (1) het lipje aan het uiteinde van het ratelmechanisme van binnenuit over het gat in de beugel te plaatsen, (2) vervolgens de clip van het ratelmechanisme in het gat in de beugel vast te klikken.

AFBEELDING 2.4 OP PAGINA 12

Het hoofdbandenstel kan versteld worden met het spanmechanisme achterop de hoofdband. Draai aan de knop om de

hoofdband strakker of losser te maken.

AFBEELDING 2.5 OP PAGINA 13

Duw de twee banden van het hoofdbandenstel naar elkaar toe om ze strakker te maken.

AFBEELDING 2.6 OP PAGINA 13

Om de bovenste banden losser te maken, 1. Maak de lipjes die de banden vastzetten los. 2. Trek vervolgens de banden uit elkaar tot aan de gewenste inkeping. Klik vervolgens de lipjes weer over de band heen om deze stevig vast te zetten.

STOOTPET - MONTAGE

AFBEELDING 3.1 OP PAGINA 13

Om te verwijderen, maak de band aan de onderkant los en trek deze omhoog, weg van de beugel.

AFBEELDING 3.2 OP PAGINA 13

Bevestig de stootpet op dezelfde punten waar de banden bevestigd waren. Haak het gat in de stootpet onder het lipje op de hoofdband-beugel. Plaats vervolgens het montagegat van de stootpet over de bovenste clip op de hoofdband-beugel.

DE VIZIERHOUDERS BEVESTIGEN

AFBEELDING 4.1 OP PAGINA 14

Zet de hoofdband-beugel en de vizierhouder op één lijn met elkaar. Til het achterste lipje op en duw het naar voren tot het in

LET OP: IN FIGUREN 4.1-6.5 WORDT DE MONTAGE VAN DE STOOTPET GETOOND. ALLE INSTRUCTIES VOOR DE MONTAGE VAN HET HOOFDBANDENSTEL EN DE LUCHTINLAAT ZIJN VAN TOEPASSING OP ZOWEL DE STOOTPET (15-850) ALS DE VERSIES MET BOVENSTE BANDEN (15-841).

de gewenste positie staat; zorg ervoor dat het lipje goed in de gewenste sleuf vastzit. Herhaal aan de andere kant.

AFBEELDING 4.2 OP PAGINA 14

Gebruik het lipje om de vizierhouder naar voren of naar achteren te schuiven. Dat zal het vizier van de kap dichterbij of verder weg van het gezicht brengen.

DE LUCHTINLAAT BEVESTIGEN

AFBEELDING 5.1 OP PAGINA 14

1. Zet de pijltjes met elkaar op lijn. 2. Schuif de vleugels van de luchtinlaat in de "W" -vormige sleuf op de zijclips totdat de middelste clip stevig over de dwarsdoorsnede van de vleugel klikt.

AFBEELDING 5.2 OP PAGINA 14

Luchtinlaat aan de vizierhouder bevestigd.

DE LUCHTINLAAT VAN DE STOOTPET/ HOOFDVERING IN DE KAP PLAATSEN

AFBEELDING 6.1 OP PAGINA 15

Plaats de hoofdvering of stootpet in de kap.

AFBEELDING 6.2 OP PAGINA 15

Steek de inlaat met schroefdraad in de zwarte rubberen afdichting aan de achterkant van de kap. Trek de rubberen afdichting over de ribbel die achter het schroefdraadgedeelte zit, begin vanaf de onderkant.

AFBEELDING 6.3 OP PAGINA 15

Zet de lipjes van het vizier op lijn met de clips aan de zijkanten van de vizierhouder.
- Haak punt **1 onder** punt 1 zoals afgebeeld.
- Klik punt **2 over** punt 2 zoals afgebeeld.

AFBEELDING 6.4 OP PAGINA 15

Steek de bevestigingsclip door de gleuf op de beugel van het hoofdtuig.

AFBEELDING 6.5 OP PAGINA 16

Pas de richting van de luchttoevoer naar

boven of naar beneden aan zodat de lucht ofwel richting het vizier of richting het gezicht stroomt.

VERBIND DE ADEMHALINGSSLANG

AFBEELDING 7.1 OP PAGINA 16

Zorg ervoor dat de o-ring op de inlaat met schroefdraad zit. Bevestig de ademhalings slang aan de inlaat door deze rechtsonder te draaien. Niet te strak aandraaien. Houd de kap vast om te voorkomen dat deze meedraait wanneer de ademhalings slang wordt vastgedraaid.

MOTORAANGEDREVEN LUCHT

AFBEELDING 8.1 OP PAGINA 16

Zorg ervoor dat de platte pakking op de koppeling van de ademhalings slang zit. Steek het bajonetuiteinde van de ademhalings slang in de uitlaat van de PX5 PAPR en draai deze een halve slag rechtsonder totdat deze vastzit.

VOOR GEBRUIK MET RPB PX5 - ZIE DE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR PAPR

Als het T200 Ademhalingstoestel in combinatie met de RPB PX5 PAPR wordt gebruikt, raadpleeg dan de Gebruiksaanwijzing van de RPB PX5 voor de instructies over montage en gebruik van het toestel.

Let op: De RPB PX5 is een Motoraangedreven Luchtzuiverend Ademhalingstoestels (PAPR), daarom moet u voorzichtig zijn bij het selecteren van het juiste filter afhankelijk van de toepassing van het ademhalingstoestel.

GEBRUIK VAN STETHOSCOOP OF OORBESCHERMERS

AFBEELDING 9.1 OP PAGINA 17

De kap is zo ontworpen dat de oren van de gebruiker zijn blootgesteld, zodat een stethoscoop kan worden gebruikt zonder de

kwaliteit van de ademlucht van de gebruiker in gevaar te brengen.

AFBEELDING 9.2 OP PAGINA 17

Zet de 18-524 RPB Quiet-Slim oorbeschermers op met de nekband om de achterkant van de nek; zorg ervoor dat de oorkussens volledig rond de oren sluiten. Maak de hoofdband vast met het klittenband. Zet de kap pas op nadat u de oorbeschermers heeft opgezet.

Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing van de Quiet-Slim oorbeschermers voor meer informatie.

HELDER-ZICHT VIZIEREN

AFBEELDING 10.1 OP PAGINA 17

Haal de achterkant van de vizieren af en breng de vizieren aan op de buitenkant van het vizier dat in de kap genaaid is.

AFBEELDING 10.2 OP PAGINA 17

Gebruik de omgevouwen lipjes om elk vizier naar behoefte te verwijderen.

WENKBROUWPANEEL VERVANGEN EN REINIGEN

AFBEELDING 11.1 OP PAGINA 18

Maak het klittenband los om het wenkbrouwpaneel te verwijderen. Maak het paneel met een mild schoonmaakmiddel

schoon of vervang het met een nieuw paneel.

AFBEELDING 11.2 OP PAGINA 18

Plaats het nieuwe of schoongemaakte wenkbrouwpaneel aan de binnenkant van de voorste band van het hoofdbandenstel. Vouw de boven- en onderkant om en zet ze vast met het klittenband.

REINIGING VAN DE T200 EN HET PANEEL VAN DE STOOTPET

AFBEELDING 12.1 OP PAGINA 18

Verwijder het hoofdbandenstel of de stootpet met luchtinlaat uit de kap door eerst het vizier aan beide kanten los te maken en dan de inlaat met schroefdraad uit de rubberen afdichting aan de achterkant van de kap te trekken.

AFBEELDING 12.2 OP PAGINA 18

Het paneel van de stootpet is met klittenband aan de binnenkant van de stootpet bevestigd. Trek het paneel uit de stootpet. Het paneel kan ofwel gewassen worden met een mild reinigingsmiddel of het kan worden vervangen.

Reinig het hoofdbandenstel of de stootpet met luchtinlaat met warm water en een mild reinigingsmiddel. Laat goed drogen voordat u het weer in de kap plaatst.

AAN- EN UITTREKKEN

DE KAP AANDOEN

Nadat u klaar bent met de montage, bent u klaar om het RPB T200 Ademhalingstoestel aan te doen. Controleer eerst in de kap en het hoofdbandenstel of deze vrij zijn van stof, vuil of verontreinigingen. Zorg dat de luchtbron aanstaat en dat er lucht uit stroomt. Open vervolgens de onderkant van de kap, zet de luchtkap op uw hoofd, trek de kap naar beneden, draai de spanband van het hoofdbandenstel aan om deze passend te maken. Zorg dat de kap goed afsluit met de elastieke halsafdichting. De afdichting is ontworpen om boven het spanmechanisme te vallen om eventuele aanpassingen te vergemakkelijken, maar de rest van het hoofdbandenstel en de luchtinlaat moeten volledig in de kap zitten.

Als u een kap met halsafdichting gebruikt, zorg er dan voor dat het elastiek van de halsafdichting rondom de hele nek goed afsluit. Stop de binnenste kraag onder de overall of ander kledingstuk. Trek de buitenste kraag omlaag over de schouders en zorg ervoor dat deze plat op de borst en rug ligt, zodat deze het werk niet hindert.



WAARSCHUWING

Controleer altijd de binnenzijde van het ademhalingstoestel op verontreinigingen voordat u deze aantrekt. Neem de kap altijd af als u zich buiten de werkplaats bevindt, houd de binnenkant van de kap schoon en vrij van verontreinigingen. Als u deze stappen niet uitvoert, kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke materialen en verontreinigingen die het functioneren van het ademhalingstoestel nadelig kunnen beïnvloeden.

T200 KAP MET GEZICHTSAFDICHTING

AFBEELDING 13.1 OP PAGINA 19

Open de onderkant van de kap terwijl er lucht uit de luchtbron stroomt, en plaats de luchtkap op het hoofd. Zorg ervoor dat u de kap gecentreerd op uw hoofd plaatst.

AFBEELDING 13.2 OP PAGINA 19

Trek de kap naar beneden, draai aan het spanmechanisme van de hoofdband om passend te maken. Zorg ervoor dat de aanpasbare elastieke afdichting onder de kin, bij de wangen, over de oren en langs de achterkant van uw hoofd goed afsluit.

T-LINK KAP MET HALSAFDICHTING

AFBEELDING 14.1 OP PAGINA 20

Open de onderkant van de kap terwijl er lucht uit de luchtbron stroomt, en plaats de

luchtkap op het hoofd. Zorg ervoor dat u de kap gecentreerd op uw hoofd plaatst.

AFBEELDING 14.12 OP PAGINA 20

Trek de kap naar beneden, draai de ratel van de hoofdband vast om passend te maken, zorg ervoor dat de halsafdichting rondom de nek goed afsluit, en zorg ervoor dat het elastiek stevig vastzit.

AFBEELDING 14.3 OP PAGINA 20

Steek de binnenste kraag in de hals van uw shirt, overall of beschermende kleding om te voorkomen dat verontreinigingen in de kap kunnen komen. Trek de buitenste kraag naar beneden.

AFBEELDING 14.4 OP PAGINA 20

Bevestig de riem van de regelaar rond uw middel op de heup.

DE KAP UITTREKKEN

Wanneer u klaar bent met werken, verlaat de werkplaats met het ademhalingstoestel aan terwijl er nog lucht in de kap stroomt. Afhankelijk van de verontreinigingen, kan het raadzaam zijn om de buitenkant van de kap en uw werkkleding te reinigen voordat u het ademhalingstoestel verwijdert. Een reinigingsprogramma op de werkplek kan nodig zijn.

INSPECTIE

Als de kap vervuld is of overmatige slijtage vertoont, moet u de kap weggooien zoals voorgeschreven in de federale en plaatselijke voorschriften. Bewaar de kap, ademhalings slang en andere onderdelen voor toekomstig gebruik als deze zich in een goede staat bevinden.

OPSLAG

Voordat u het ademhalingstoestel opbergt, zorg dat het toestel volgens de reinigingsinstructies in deze gebruiksaanwijzing is gereinigd. Zorg ervoor dat het schoon is, zowel aan de binnenkant als de buitenkant. Bewaar na gebruik het ademhalingstoestel door het op te hangen op een schone, droge plaats, weg van het werkgebied. Berg de T200 op in een container of opbergtas als deze voor een langere periode niet gebruikt wordt, of voor transport. Bewaren op een koele droge plaats tussen -10°C en + 45°C (90°C) <90% rv. PX5® moet mogelijk afzonderlijk worden opgeslagen, raadpleeg de PX5® Gebruiksaanwijzing voor specifieke instructies betreffende opslag.

Na gebruik:

AFBEELDING 15.1 OP PAGINA 21

Lange termijn opslag of transport:

AFBEELDING 15.2 OP PAGINA 21

ONDERHOUD

Kappen zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Als wassen nodig is, alleen met de hand wassen. Voor een goede hygiëne is het raadzaam de voering en de capes regelmatig te reinigen.

- Kappen alleen met de hand wassen met een mild wasmiddel en warm water. Ophangen om te drogen. Niet in wasmachine of droger doen. Een wasmachine of droger zal de levensduur van het product verkorten en de garantie zal vervallen.
- Voering: Alleen met de hand wassen met een mild wasmiddel en warm water. Plat neerleggen om te drogen.

Zorg ervoor dat alle onderdelen droog zijn voor gebruik. Controleer op slijtage en vervang indien beschadigd of zwaar versleten.

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

AFBEELDING 16.1 OP PAGINA 22

LIJST MET ONDERDELEN

Item Nummer	Beschrijving	Onderdeel Nummer
1	T200 Tychem® 2000 - Gelaatsafdichting	17-722
2	T200 Tychem® 2000 - Kap op schouderlengte met Interne Gelaatsafdichting	17-732
3	T-Link Tychem® 2000 - Volledige Kap met Halsafdichting T-Link Tychem® 4000 - Volledige Kap met Halsafdichting, Afgedichte Naden	17-712 17-713
	T-Link Tychem® 4000 - Extra Lange Volledige Kap met Halsafdichting, Afgedichte Naden, Veiligheidsvizier	17-713-SX
4	Luchtinlaat (15-861) met vizierhouders (17-513) (Niet te koop) Luchtinlaat (15-860) met 15-841, 16-530	15-860 15-870
5	Hoofdbandenstel	15-841
6	Bandenstel voor de Stootpet	15-850
7	Spanmechanisme voor het Hoofdbandenstel	16-530
8	Wenkbroupaneel voor het Hoofdbandenstel	16-526
9	Vizierhouders (paar)	17-513
10	T200 Helder-Zicht Vizier (1 cassette van 7 ruiten) (Pakket van 10) - voor Kappen met Gelaatsafdichting (korte ruit)	17-811
11	T-Link Helder-Zicht Vizier (1 cassette van 7 ruiten) (Pakket van 10) - voor volledige kappen (lange ruit)	17-817
12	T-Link Wegwerp-vizieren (Pakket van 25) - voor volledige kappen (lange ruit)	17-815
13	Quiet-Slim Oorbeschermers	18-524
14	Quiet-Slim Oorbeschermers met zijsteunen	18-525
15	Zijsteunen	15-842
16	Tychem® Ademhalings slang omslag Clear Plastic Ademhalings slang omslag (Pakket van 10)	04-852 04-856

PAPR ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

AFBEELDING 16.2 OP PAGINA 24

Item Nummer	Beschrijving	Onderdeel Nummer
1	PX5 PAPR en riem	03-801
2	Ademhalings slang voor PAPR	04-831
3	Toevoer-Tester PAPR	03-819
4	5 cm (2 Inch) Riem	07-765
	5 cm (2 Inch) Riem - Makkelijk Schoon	07-765-DC
5	Bandenstel voor de Rugzak - Makkelijk Schoon	03-822-DC
6	Ademhalings slang voor de Rugzak	04-841

**WAARSCHUWING**

Gebruik alleen exacte, authentieke RPB®-vervangingsonderdelen (gemarkeerd met het RPB®-logo en onderdeelnummer) en alleen in de aangegeven opstelling. Gebruik van onvolledige of ongeschikte uitrusting, waaronder het gebruik van nagemaakte of niet-RPB®-onderdelen, kan resulteren in onvoldoende bescherming en maakt de keuring van het volledige ademhalingsstelsel nietig.

BEPERKTE GARANTIE

RPB® garandeert dat haar Producten gedurende één (1) jaar vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten, met inachtneming van de voorwaarden van deze beperkte garantie. De Producten worden alleen verkocht voor commercieel gebruik en er zijn geen consumentengaranties van toepassing op de Producten. Deze beperkte garantie komt ten goede aan de oorspronkelijke koper van het Product en kan niet worden overgedragen of toegewezen. Dit is de enige en exclusieve garantie die door RPB® wordt geboden en **ALLE VOORWAARDEN EN STILZWIJGENDE GARANTIES (INCLUSIEF ELKE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) WORDEN UITGESLOTEN EN UITGESLOTEN VAN DE GARANTIEDEKKING.** De beperkte garantiedekking van RPB® is niet van toepassing op schade die voortvloeit uit een ongeval, oneigenlijk gebruik of verkeerd gebruik van de Producten, slijtage als gevolg van het normale gebruik van de Producten of het niet correct onderhouden van de Producten.

De beperkte garantiedekking van RPB® geldt vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van de Producten en is alleen van toepassing op gebreken die zich voor het eerst manifesteren en die binnen de garantieperiode aan RPB® worden gemeld. RPB® behoudt het recht om naar redelijke tevredenheid te bepalen of een geclaimd defect onder deze beperkte garantie valt.

Als er defect optreedt dat onder de garantie valt, zal RPB® naar eigen goeddunken het defecte Product (of een onderdeel van het product) repareren of vervangen. Deze 'reparatie of vervanging' oplossing is de enige en exclusieve remedie onder deze beperkte garantie en de aansprakelijkheid van RPB® onder deze beperkte garantie zal onder geen enkele omstandigheid de oorspronkelijke aankoopprijs voor de Producten (of het toepasselijke onderdeel) overschrijden. RPB® is niet verantwoordelijk voor incidentele of gevolgschade, inclusief gebruiksderving, onderhoud en andere kosten, en **ALLE INCIDENTELE EN GEVOLGSCHADE ZIJN UITGESLOTEN EN NIET ERKENNEN** door deze beperkte garantie. Neem contact op met RPB® voor garantieservice. Een bewijs van aankoop moet worden verstrekt om garantieservice te krijgen. Alle kosten van het terugzenden van de Producten naar RPB® voor garantieservice moeten door de koper worden betaald.

RPB® behoudt zich het recht voor om haar producten te verbeteren door wijzigingen in ontwerp of materialen aan te brengen zonder verplichtingen te hebben jegens kopers van eerder gefabriceerde Producten.

AANSPRAKELIJKHEID

RPB® Safety kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden van welke aard dan ook die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik of misbruik van RPB® Safety-producten, inclusief doeleinden waarvoor de producten niet zijn ontworpen. RPB® Safety is niet aansprakelijk voor schade, verlies of kosten als gevolg van het niet geven van advies of informatie of het geven van onjuist advies of informatie, al dan niet vanwege nalatigheid van RPB® Safety of die van zijn werknemers, agenten of onderaannemers.

NOTES

A series of 22 horizontal dotted lines for writing notes.



Protecting you for life's best moments.

NOTES

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning the width of the page.

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

OTHER PRODUCTS

RPB PX5 PAPR

The RPB PX5 is a compact and versatile PAPR that changes the way people experience clean filtered air across multiple industries – from medical and chemical settings, to the profoundly harsh environments of foundries. Boasting a sleek lightweight design, the PX5 contours to the users back, evenly distributing weight through its vertical mounting. With simple considered edges, curves and sealed housing unit, the PX5 is certified to meet IP65 in use for ease of decontamination.



RPB® QUIET-SLIM™ EAR DEFENDERS

The RPB® Quiet-Slim™ ear defenders can be worn with the T200® or the Z4® with no modifications. Combine with bell shaped earplugs for the ultimate in hearing protection.



RPB GX4® GAS MONITOR

The RPB GX4 Gas Monitor gives you complete confidence that the supplied/ compressed air you and your employees breathe is safe. Detecting when there are dangerous levels of toxic gases and utilizing smart device and cloud integration capabilities, the GX4 enables you to view your air quality from any device, in real time.



MAN-87

gvs-rpb.com | 1-866-494-4599



Protecting you for life's best moments.